

RUGOSIDAD SUPERFICIAL JUEGO DE MUESTRAS CÓDIGO ISR-CS130-W

INSIZE PLUS
MADE IN EUROPE



- Para comprobar, identificar y especificar la rugosidad por símbolo
- A prueba de óxido, fabricado en níquel puro

Tipo de mecanizado	Rugosidad (Ra)	Rugosidad (Rz)	Cantidad
Lapeado plano	0.05, 0.1, 0.2 μ m	0.55, 1, 1.6 μ m	3 pcs
	2, 4, 8 μ m		
Escariado	0.4, 0.8, 1.6 μ m	3, 6, 10 μ m	3 pcs
	16, 32, 63 μ m		
Rectificado liso	0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 μ m	0.55, 1, 1.6, 3, 6, 10 μ m	6 pcs
	2, 4, 8, 16, 32, 63 μ m		
Fresado horizontal	0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5 μ m	2.5, 4, 8, 16, 32, 50 μ m	6 pcs
	16, 32, 63, 125, 250, 500 μ m		
Fresado vertical	0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5 μ m	2.5, 4, 8, 16, 32, 50 μ m	6 pcs
	16, 32, 63, 125, 250, 500 μ m		
Girar	0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5 μ m	2.5, 4, 8, 16, 32, 50 μ m	6 pcs
	16, 32, 63, 125, 250, 500 μ m		